

LANAFORM®

Active Mass

Handheld massager



New design

Nouveau design

Nieuw ontwerp



NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali kvalitní masážní přístroj „ACTIVE MASS“ od firmy LANAFORM.

Se svým novým designem zkombinovaným s LCD kontrolním panelem a materiálem zvoleným pro nejvyšší komfort Vám „ACTIVE MASS“ zaručuje plnou spokojenost.

Relaxační, stimulační a povzbuzující účinek masážního zařízení na svalstvo zlepšuje Váš celkový stav. Stačí jenom několik minut každodenního užití, aby stres, únava a bolesti svalů pominuly.

POPIS ZAŘÍZENÍ: (viz diagram na straně 2)

1. LCD displej
2. SVĚTELNÝ vypínač: zapíná a vypíná světelné signály
3. HLAVNÍ vypínač: spouští nebo ukončuje masáž
4. Variabilní kontrola délky trvání a intenzity: přepínače „+“ a „-“:
 - a) Pohotovostní režim: nastavuje délku trvání masáže
 - b) Pracovní režim: nastavuje intenzitu masáže
5. 3 x 2 masážní hlavy: pro 3 odlišné typy masáže
6. Infračervená světla
7. Ergonomická rukojeť

PROSÍM PŘED POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO „ACTIVE MASS“ SI PROČTĚTE CELÝ NÁVOD, OBZVLÁŠTĚ TYTO ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Ověřte si, že se napětí ve Vaší elektrické síti shoduje s napětím spotřebiče.
- Toto zařízení je navrženo pro krátkodobé použití. Můžete být v provozu souvisle 20 minut, ale potom je nutné je vypnout a umožnit motoru vychladnout (před opětovným použitím).
- Neopouštějte toto zařízení bez dozoru, pokud je zapnuté nebo připojené ke zdroji napětí.
- Použití „ACTIVE MASS“ se nedoporučuje bez konzultace s lékařem pro těhotné ženy, osoby náchylné k trombóze nebo trpící tělesnými bolestmi neznámého původu nebo osoby užívající kardiostimulátor.
- Toto zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je poškozená elektrická zástrčka nebo napájecí kabel, pokud nefunguje správně nebo spadlo na zem, bylo poškozeno nebo ponořeno do vody nebo jiných tekutin.
- Pokud byl napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo podobným, který obdržíte od dodavatele nebo jeho zákaznického oddělení.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje.
- Nepřenášejte přístroj za kabel.
- Stejně jako u všech elektrických zařízení se nedoporučuje používat masážní zařízení „ACTIVE MASS“ během bouřky.
- Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako vana, umyvadlo atd.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody, do vany nebo ho nepoužívejte ve sprše.
- Kabel nesmí být v blízkosti jakýchkoli horkých nebo ostrých předmětů.
- Před čištěním zařízení vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky ve zdi.
- Nepoužívejte „ACTIVE MASS“ v blízkosti očí nebo jiných citlivých míst Vašeho těla nebo v blízkosti poraněných nebo zanícených částí těla.

- Tento spotřebič nepoužívejte v uzavřených místnostech, kde zaměstnanci pravidelně používají aerosolové výrobky, nebo v místnostech, kde je dodáván kyslík.
- Zařízení nepoužívejte pod dekou nebo polštářem. Může to způsobit přehřátí, které může mít za následek požár, elektrický šok nebo zranění osob.
- Tento spotřebič by neměl být používán lidmi, včetně dětí, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou narušeny, nebo osobami nezkušenými či neznalými, s výjimkou pokud jsou pod dohledem nebo předem poučeni o používání tohoto spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečí. Děti by měly být stále pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají se spotřebičem.
- Uchovávejte toto zařízení mimo dosah dětí.
- Používejte masážní zařízení „ACTIVE MASS“ pouze k účelům popsaným v této příručce.

FUNKCE A POUŽITÍ:

„ACTIVE MASS“ má pohotovostní režim a pracovní režim. V pohotovostním režimu můžete předem nastavit délku trvání masáže. V pracovním režimu můžete nastavit intenzitu masáže.

„Pohotovostní“ režim

Jakmile zapojíte „ACTIVE MASS“ do zásuvky, okamžitě přejde do pohotovostního režimu. Přednastavená délka trvání masáže je 10 minut. Délku trvání můžete nastavit od 1 do 20 minut opakovaným stisknutím tlačítek „+“ a „-“.

„Pracovní“ režim

Jakmile stisknete tlačítko „ZAPNUTO“, „ACTIVE MASS“ se okamžitě spustí. Přednastavená intenzita masáže je „3“. Můžete ji upravit opakovaným stisknutím tlačítek „+“ a „-“. Intenzita masáže má stupně 1 až 5.

„Světelný“ režim

V jakémkoli režimu můžete vždy stisknout tlačítko „SVĚTLO“, abyste zapnuli nebo vypnuli světelné signály.

POKYNY PRO POUŽITÍ:

1. Zapojte zástrčku do zásuvky. Zařízení přejde do pohotovostního režimu.
2. Nastavte délku trvání masáže opakovaným stisknutím tlačítek „+“ a „-“.
3. Potom zařízení spustíte stisknutím tlačítka „ZAPNUTO“.
4. Nastavte intenzitu masáže opakovaným stisknutím tlačítek „+“ a „-“.
5. Pokud chcete zbývající masáž přerušit, stiskněte tlačítko „ZAPNUTO“.
6. Jakmile čas masáže uplynul, zařízení se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.
7. Nezapomeňte po skončení masáže zařízení vytáhnout ze zásuvky, aby před opětovným použitím motorek mohl vychladnout.

ÚDRŽBA:

1. USKLADNĚNÍ:

- Masážní přístroj skladujte v původní krabici na bezpečném, suchém a chladném místě.
- Zařízení nevystavujte ostrým předmětům, které by mohly poškodit jeho vnější povrch.
- Neomotávejte elektrický kabel kolem přístroje. (Může to způsobit opotřebení a přerušení kabelu.)



2. ČIŠTĚNÍ:

- Před čištěním zařízení vytáhněte ze zásuvky a ponechte nějaký čas na vychladnutí.
- **PŘI ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE „ACTIVE MASS“ JEJ NEPONOŘUJTE DO VODY.**
- Jemně osušte čistým hadříkem.
- **NIKDY NEPOUŤÍVEJTE** abrazivní čisticí prostředky. Pouťívejte pouze mírná čisticí prostředky.

LIMITOVANÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® zaručuje, že tento výrobek je zproštěn veškerých materiálových a výrobních závad po dobu dvou let, s platností ode dne zakoupení výrobku, s výhradou níže uvedených specifických podmínek.

Záruka společnosti LANAFORM® na tento výrobek se nevztahuje na škody způsobené jakýmkoliv nevhodným používáním nebo jakýmkoliv chybným upotřebením, nehodou, spojením s nedovoleným příslušenstvím, modifikací výrobku nebo všemi jinými okolnostmi jakéhokoliv původu, které se vyjímají kontrole společnosti LANAFORM®.

Společnost LANAFORM® nebude považována za odpovědnou za jakákoliv vedlejší, následná nebo mimořádná poškození výrobku.

Veškeré implicitní záruky provozní způsobilosti výrobku jsou limitovány na období dvou let, s platností ode dne prvního zakoupení výrobku.

Společnost LANAFORM®, při obdržení reklamovaného výrobku tento opraví, případně nahradí, a zašle na vaší adresu. Záruční opravy se vyřizují výhradně prostřednictvím servisní služby pro zákazníky, Centre Service LANAFORM®. Veškeré pokusy o opravu výrobku jinými osobami než zaměstnanci servisní služby Centre Service LANAFORM® jsou zákonným důvodem pro zrušení platnosti záruky.