

LANAFORM®

Tonic Mass

Massage Cushion



Vibrating massage

Massage vibrant

Vibrerende massage

ÚVODEM:

Děkujeme Vám za zakoupení přístroje TONIC MASS značky LANAFORM®. TONIC MASS je vysoce kvalitní masážní přístroj s devíti motorky, které umožňují nastavení intenzity a způsobu provádění masáže dle vašich potřeb.

Motorky masážního přístroje mohou fungovat nezávisle nebo současně a v závislosti na naprogramovaných kombinacích provádět masáž po celé délce zad.

Přístroj má relaxační, stimulační a osvěžující účinky a zmírňuje svalové napětí, bolesti svalů a pocit únavy.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Před prvním použitím přístroje pečlivě prostudujte níže uvedené pokyny a návod k použití. Tyto instrukce musí být dodržovány i při každém dalším použití.

Abyste předešli rizikům popálení, zranění elektrickým proudem, požáru či zranění:

- Používejte toto zařízení pouze k účelům, ke kterým je určeno.
- Tento přístroj není určený pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi (včetně dětí) a rovněž není určený pro osoby, které se neseznámily s tímto zařízením nebo nemají zkušenosti s jeho používáním. Výjimkou jsou případy, kdy tyto osoby byly poučeny o používání tohoto přístroje osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost či nad nimi vykonává dohled. Dporučujeme hlídat děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Používejte výhradně příslušenství a doplňky dodané s tímto zařízením či doplňky a příslušenství doporučené společností LANAFORM®.
- V případě, že je kabel zdroje poškozen, je třeba ho nahradit speciálním kabelem či kabelem podobným, který je k dispozici u dodavatele či v rámci záručních služeb.
- Zařízení nesmí být použito v případě, je-li je poškozen napájecí kabel, zařízení nefunguje správně, upadlo na zem nebo je poškozeno či spadlo do vody. Nechte proto váš přístroj zkontrolovat a případně opravit u svého dodavatele či v záručním servisu.
- Přístroj nepřenášejte za přírodní kabel.
- S tímto zařízením zásadně nepoužívejte přepínačky nebo jiné kovové úchytky.
- Po každém použití a před každým čištěním odpojte přístroj od přívodu elektrického proudu.
- Přístroj, který spadl do vody, se nepokoušejte vylovit, ale okamžitě vytáhněte přívod ze zásuvky elektrického vedení.
- Zapojená elektrická zařízení nesmí nikdy zůstat bez dozoru. Jestliže zařízení nepoužíváte, odpojte ho.
- Napájecí kabel odstraňte z dosahu zdrojů tepla.
- Nepoužívejte toto zařízení před spaním. Masáž má stimulační účinek a vy byste nemuseli usnout.
- Nepoužívejte toto masážní zařízení během spánku.
- Nedovoďte, aby na zařízení něco spadlo, a také nevkládejte do jeho otvorů žádné předměty.
- Tento přístroj nepoužívejte v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), či v místnosti, kde se podává nebo skladuje kyslík.
- Nepoužívejte toto zařízení pod pokrývkou či polštářem. Nahromaděné teplo by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- Než přístroj odpojíte od přívodu elektrického proudu, zkontrolujte, zda je přepnutý do polohy „OFF“, a teprve potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Tento přístroj je určený výhradně pro domácí použití.
- Máte-li zdravotní problémy, obraťte se před použitím tohoto přístroje na svého ošetřujícího lékaře.
- Jestliže během používání zařízení ucítíte jakoukoliv bolest, okamžitě používání přerušete a obraťte se na svého lékaře.
- Tento přístroj nepoužívejte nepřetržitě déle než 25 minut.
- V žádném případě nepoužívejte toto zařízení na části těla, které jsou nateklé či zanícené, nebo na místa s výskytem kožní choroby.

CZ

- Tento výrobek je neprofesionálním masážním zařízením, které bylo vytvořeno pro snížení svalové únavy. Toto zařízení proto nepoužívejte jako náhradu lékařské péče.

Důležité upozornění: *Jakékoliv přetrvávající bolesti nebo jiné bolestivé projevy mohou být symptomem závažnějšího zdravotního problému. Ihned po nástupu bolesti nebo projevu bolestivých symptomů vyhledejte svého ošetřujícího lékaře, než začnete přístroj „TONIC MASS“ znovu používat.*

NÁVOD K POUŽITÍ:

1) Technická specifikace:

- Vibrační masáž
- 9 motorků
- 5 stupňů intenzity masáže
- 4 masírované partie (krk/ramena/záda/hýždě a stehna).
- Časování: 4 provozní cykly (10, 15, 20 nebo 25 min.).
- 8 naprogramovaných režimů masáže s kombinací jednotlivých masírovaných partií.

2) Popis masážního přístroje TONIC MASS:

Upínací popruhy:

Pomocí upevňovacích popruhů, které se nacházejí v zadní části podložky, upevněte zařízení k židli, abyste si tak mohli užívat masáže a současně číst, odpočívat nebo i pracovat.

Ruční ovládání:



Stisknutím tlačítka máte možnost ručního ovládání přístroje „TONIC MASS“, a můžete tak naprogramovat masáž dle svého výběru či potřeb se zaměřením na specifické tělesné partie: krk/ramena/záda/hýždě a stehna. Motorky masážního přístroje je rovněž možno programovat pro provádění masáží o různé rychlosti, různé délce trvání masážního cyklu a se zaměřením na jednotlivé tělesné partie, což dává možnostem programování další velmi důležitý rozměr.

Po straně masážní podložky se nachází kapsa, která je speciálně určena pro uložení ovladače zařízení.

1. ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)
2. VÝBĚR INTENZITY MASÁŽE
3. VÝBĚR DOBY MASÁŽE VÝBĚR INTENZITY MASÁŽE
4. VÝBĚR MASÁŽNÍHO PROGRAMU
5. VÝBĚR TĚLESNÉ PARTIE, KTEROU CHCETE MASÍROVAT

3) Používání přístroje TONIC MASS:

- Zapojte adaptér do elektrické zásuvky a druhou stranu napájecího kabelu zapojte do zásuvného konektoru elektrického přívodu na boční straně masážní podložky.
- Přístroj se zapíná a vypíná stisknutím tlačítka (1) ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO).

Výběr režimu (manuální nebo automatický):

Manuální režim:

- Přístroj TONIC MASS umožňuje výběr z 5 stupňů intenzity masáže. Intenzita masáže se nastavuje pomocí tlačítka (2). Každý stisk odpovídá jednomu stupni intenzity masáže.
- Rovněž máte možnost zvolit dobu trvání masáže stisknutím tlačítka (3). Toto tlačítko umožňuje navolit 4 doby trvání masážního cyklu (10, 15, 20 nebo 25 min.).
- Konečně máte možnost výběru tělesné partie, kterou chcete masírovat, tak, že stisknete tlačítko (5). Tato operace umožní cílené zaměření masáže na tělesnou partii, kterou chcete uvolnit.



Automatický režim:

- Přístroj TONIC MASS umožňuje výběr z 5 stupňů intenzity masáže. Intenzita masáže se nastavuje pomocí tlačítka (2). Každý stisk odpovídá jednomu stupni intenzity masáže.
- Rovněž máte možnost zvolit dobu trvání masáže stisknutím tlačítka (3). Toto tlačítko umožňuje navolit 4 doby trvání masážního cyklu (10, 15, 20 nebo 25 min.).
- Po nastavení intenzity a doby trvání masáže zbývá vybrat program, který nejlépe splňuje vaše přání nebo potřeby (máte na výběr z 8 programů pro jednotlivé tělesné partie nebo jejich kombinaci), abyste si dopřáli skutečně příjemnou relaxaci.

ÚDRŽBA:

Skladování:

- Masážní podložku uložte do původní krabice nebo na jiné suché místo.
- Ujistěte se, zda zařízení není v kontaktu ostrými hranami či špičatými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchu zařízení.
- Aby nedošlo k porušení napájecího kabelu, neomotávejte jej kolem masážního polštáře.
- Podložku nezavěšujte za kabel ručního ovládání.

Čištění:

- Před čištěním odpojte masážní podložku z elektrické sítě a několik minut vyčkejte.
- Čištění se provádí pomocí jemné, mírně navlhčené houbičky.
- Dbejte na to, aby se podložka nedostala do kontaktu s vodou či s jakoukoliv jinou kapalinou.
- V rámci čištění nenamáčejte zařízení do kapaliny.
- Při čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče ani ředidla.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv.

Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost záruky.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Napětí: Na vstupu: 220 – 240 V stř.

Na výstupu: 12 V

Frekvence: 50/60 Hz

Příkon: 12 W

CZ